

Patiëntenlift Samssoft 175

Art. nr.: SR2870000

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Wendbaar en krachtig
- Kan voor eenvoudig transport en bediening zonder gereedschap in twee delen worden gedemonteerd
- Verstevigd stalen frame voor maximale veiligheid
- Groot verstelbereik van rij-onderstel voor optimale stabiliteit en makkelijk omzeilen van hindernissen
- Rij-onderstel met vergrendeling
- Licht, compact en opvouwbaar
- Batterij kan eenvoudig en snel worden opgeladen
- Standaard levering met tildoek, naar keuze in maat M of L

[Klik hier om onze checklist voor revisie en onderhoud te downloaden \(dealer-login vereist\)](#)

[Belangrijke veiligheidsinformatie over dit product \(dealer-login vereist\)](#)

Technische gegevens

Artikelnummer	SR2870000
Kleur	grijs
Totale breedte	63 cm
Totale lengte	173 cm
Totale hoogte	136 cm
Chassislengte	54
Spreidingsbereik	54 - 83 cm

Stop hoogte	55 - 173 cm
Draaicirkel	144 cm
Bodemvrijheid	9 cm
Totaal gewicht	38,4 kg
Max. belasting	175 kg
Verpakkingseenheid	4 Pal.