



Klinkt een vrije en flexibele dagindeling voor u als een droom? Met de Crow is dat heel eenvoudig te realiseren. Want deze wendbare elektromobiel heeft niet alleen een fraai modern design, maar ook een eenvoudige en flexibele bediening. De Crow is ideaal geschikt voor reizen en uitstapjes, want deze elektromobiel kan zonder gereedschap in een handomdraai uit elkaar worden gehaald en in de auto worden opgeborgen.

- Zonder gereedschap te demonteren
- Klein en wendbaar
- Veel beenruimte ondanks compact formaat
- LED-verlichting voor goede zichtbaarheid
- Achtervering voor aangenaam rijden
- Verkrijgbaar in de kleuren rood en antraciet

Technische gegevens

Artikelnummer	ST3406300
Kleur	antraciet
Totale breedte	59 cm
Totale lengte	112 cm
Totale hoogte	93.5 cm
Sitzbreite	46 cm
Zithoogte	- cm
Snelheid	8 km/h
Batterijvermogen 2x	22 Ah
Motorvermogen	250 W

Continuvermogen	250 W
Klimvermogen	14 %
Bodemvrijheid	52 cm
Banden voor	225 mm
Banden achter	225 mm
Totaal gewicht	55 kg
Gewicht	55 kg
Gewicht batterijen	15,5 kg
Max. belasting	136 kg