

Scootmobiel ST5D - rood

Art. nr.: ST5D315100-NL

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Oplader 8 Ah met uitleesfunctie
- Volume-instellingen voor signaaltone met toetsencombinatie op het display
- Snelheidsvermindering in bochten
- Traploze verstelling van de stuurkolom
- Enkele wielophanging voor met verstelbare veerdemping
- 8-inch aluminiumvelgen met 13-inch banden met laag profiel
- Kleuropties: rood of antraciet

Technische gegevens

Artikelnummer	ST5D315100-NL
Kleur	rood
Totale breedte	68.5 cm
Totale lengte	142 cm
Zithoogte	45 / 47.5 - 50 cm

Snelheid	15 km/h
Bodemvrijheid	8,5 cm
Totaal gewicht	120 kg
Gewicht	120 kg
Max. belasting	160 kg