

Rolstoel Sentra XXL

Art. nr.: STD28DDA-SF

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Frame van speciaal gehard staal
- Hoepels en beensteunen verchroomd
- Afneembare en draaibare beensteunen
- Opklapbare aluminium voetplaten met hielbanden
- PU-stuur, 200 x 50 mm
- Extra versterkte voorvork
- Versterkte 24" PU-aandrijfwielen
- Afneembare armleuningen
- Zitting en rug van onderhoudsvriendelijk nylon
- Verkrijgbaar in twee zitbreedten: 71 en 76 cm
- Optioneel verkrijgbaar met schijfrem voor begeleider

Technische gegevens

| | |
|----------------|--------------|
| Artikelnummer | STD28DDA-SF |
| Kleur | zwart-zilver |
| Trommelremme | No |
| Totale breedte | 94 cm |
| Totale lengte | 119 cm |
| Totale hoogte | 99 cm |
| Sitzbreite | 71 cm |
| Zitdiepte | 50 cm |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Zithoogte | 48 - 50 cm |
| Rugleuninghoogte | 46 cm |
| lengte verstelling voetplaat | 40 - 48 cm |
| Afmetingen aandrijfwiel | 24" 1 3/8" |
| Afmetingen voorwiel | 200 x 50 cm |
| Maat opgevouwen breedte | 33 cm |
| Totaal gewicht | 46 kg |
| Max. belasting | 320 kg |