

Rolstoel Sentra XXL

Art. nr.: STD30DDA-SF

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Frame van speciaal gehard staal
- Hoepels en beensteunen verchroomd
- Afneembare en draaibare beensteunen
- Opklapbare aluminium voetplaten met hielbanden
- PU-stuur, 200 x 50 mm
- Extra versterkte voorvork
- Versterkte 24" PU-aandrijfwielen
- Afneembare armleuningen
- Zitting en rug van onderhoudsvriendelijk nylon
- Verkrijgbaar in twee zitbreedten: 71 en 76 cm
- Optioneel verkrijgbaar met schijfrem voor begeleider

Technische gegevens

Artikelnummer	STD30DDA-SF
Kleur	zwart-zilver
Trommelremme	No
Totale breedte	99 cm
Totale lengte	119 cm
Totale hoogte	99 cm
Sitzbreite	76 cm

Zitdiepte	50 cm
Zithoogte	48 - 50 cm
Breedte tussen de armlegger	0 cm
lengte verstelling voetplaat	40 - 48 cm
Maat opgevouwen breedte	33 cm
Totaal gewicht	46,5 kg
Max. belasting	320 kg