

Vierpoots loophulp M

Art. nr.: WS016



- De vierpoots loophulp biedt maximale veiligheid en zorgt voor een optimale stahouding
- De ergonomisch uitgevoerde grepen liggen makkelijk en veilig in de hand
- De hoogte is voor de individuele gebruiker in te stellen
- De greep overtuigt door de hoogwaardige afwerking

Technische gegevens

Artikelnummer	WS016
Kleur	zilver
Handvathoogte	66 - 92 cm
Totaal gewicht	750 g

Gewicht	750 g
Max. belasting	115 kg
Verpakkingseenheid	4 Stk.

Accessoires



Wandelstokhouder

Art. nr.: WSA002



Drievoets dop

Art. nr.: 10350HCTR



Wandelstoksteun standaard zwart

Art. nr.: 10399SS-19



Wandelstoksteun standaard hoog zwart

Art. nr.: 10399HD-19



Wandelstoksteun met scharnier bruin

Art. nr.: 10399MGB-19



Wandelstoksteun met noppen bruin

Art. nr.: 10399NB-16



Wandelstoksteun standaard zilvergrijs

Art. nr.: 10399SG-16



Wandelstoksteun fluorescerend blauw

Art. nr.: 10399FB-19



Wandelstoksteun fluorescerend groen

Art. nr.: 10399FG-19